



SprintRay Pro55/55S Tank

Stück



Artikelnr.: 217747

Hersteller: SprintRay Europe GmbH

Gewicht: 1.05 kg

Höhe: 85 mm

Breite: 225 mm

Länge: 340 mm

€ 251,06

Zzgl. MwSt.

Stück Harztank

Der Resin Tank ist das Herzstück der SprintRay Pro Geschwindigkeit, mit der Drucke direkt von der Tankoberfläche abgezogen werden können. Mehrere Tanks sind für Kliniken und Labore mit hohem Volumen unerlässlich. Wechseln Sie nahtlos zwischen den Materialien und ohne die Zeit und Unordnung, Harz zurück in die Flasche zu gießen. Reservieren Sie jedem häufig verwendeten Material einen Tank, um einen maximalen Produktionsdurchsatz zu erzielen.