



Crown Kit Resin Tank

Stück



Artikelnr.: 217749
Hersteller: SprintRay Europe GmbH
Gewicht: 0.5 kg

€ 304,69

Zzgl. MwSt.

Stück Plattform Harztank

Harzvolumen von 50 ml für minimalen Harzverbrauch während des Druckzyklus. Eingebauter Ablaufauslauf ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Farbtönen. Verbesserter interner Kühlkörper zur Aufrechterhaltung der Harztemperatur und Viskosität während des Druckzyklus entwickelt, für eine Nutzungsdauer von bis zu 30 ml.