



## SprintRay EU IDB

Flasche 1 Liter transparent

---



Artikelnr.: 217779  
Hersteller: SprintRay Europe GmbH  
Gewicht: 1.155 kg  
Höhe: 260 mm  
Breite: 260 mm  
Länge: 350 mm

**€ 231,04**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Flasche 1 Liter transparent

*SprintRay Indirect Bonding* zeichnet sich durch eine beispielhafte Reißfestigkeit und Lichtdurchlässigkeit aus, wodurch es sich perfekt für die schnelle Platzierung von Brackets eignet. Verbesserte mechanische Eigenschaften ermöglichen es Kieferorthopäden, dünnere Trays mit größerer Genauigkeit zu konstruieren, was den indirekten Klebprozess schnell und kostengünstig macht.

- Hohe Reißfestigkeit, Flexibilität und Lichtdurchlässigkeit
- Verbesserte Formel für genaue Platzierung
- Biokompatibles, FDA-konformes Material