



# SprintRay EU Splint Flex

Flasche 1 Liter light blue transparent

---



Artikelnr.: 217780  
Hersteller: SprintRay Europe GmbH  
Gewicht: 1.155 kg  
Höhe: 260 mm  
Breite: 260 mm  
Länge: 350 mm

**€ 331,14**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Flasche 1 Liter light blue transparent**

Herausragende Langlebigkeit, Festigkeit und Ästhetik zeichnen sich durch 3D-gedruckte Okklusionsschützer mit *SprintRay EU Splint Flex* aus. Dieses biokompatible Material ist leicht sauber zu halten, verschleißfest und leicht zu polieren. Das Material kann einem Fallenlassen, Beißen und Schleifen mit Leichtigkeit aushalten.