



KeySplint Soft™

Flasche 1 kg transparent



Artikelnr.: 217785
Hersteller: Keystone Industries
Gewicht: 1.155 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 260 mm
Länge: 350 mm

€ 400,81

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg transparent

KeySplint Soft™ ist vollständig biokompatibel und entspricht den internationalen Vorschriften und Standards für Medizinprodukte Klasse 2a und ist für den dauerhaften Einsatz zertifiziert. Die robuste Formulierung hat eine garantierte Haltbarkeit von drei Jahren, ist farbstabil und in mehreren Open-Source-Druckern validiert. Kein anderes 3D Photopolymerz kann die Qualität und Leistung von *KeySplint Soft™* liefern.