



## KeySplint Hard™

Flasche 1 kg transparent

---



Artikelnr.: 217786  
Hersteller: Keystone Industries  
Gewicht: 1.155 kg  
Höhe: 260 mm  
Breite: 260 mm  
Länge: 350 mm

**€ 400,81**

Zzgl. MwSt.

---

**Flasche** 1 kg transparent

*KeySplint Hard™* eignet sich für die Herstellung von Aufbisschienen, Retainern, Alignern und Schnarchschiene im 3D-Druck. Das KeyPrint® *KeySplint Hard™* ist als Medizinprodukt der Klasse 2a für den dauerhaften Einsatz zertifiziert. *KeySplint Hard™* basiert auf Methacrylaten und kann bei Bedarf mit herkömmlichen Kaltpolymerisaten erweitert werden. *KeySplint Hard™* ist, wie alle KeyPrint® Resine, frei von Weichmachern, Plastifikatoren und Bisphenol A (BPA).