



KeyMask®

Kanister 500 g pink



Artikelnr.: 217789
Hersteller: Keystone Industries
Gewicht: 0.5 kg

€ 172,56

Zzgl. MwSt.

Kanister 500 g pink

Lichthärtend, methacrylatbasiert, für den 3D-Druck. Zur Herstellung von Zahnfleischmasken auf Modellen. Flexibel, imitiert die Beschaffenheit sowie das Aussehen des Zahnfleischgewebes und hilft z. B. bei der Implantatplanung. Für DLP/LED-Drucker mit einer Wellenlänge von 385 bis 405 nm.

Vorteile:

- Flexibel und dennoch fest
- Genau
- Geringe Schrumpfung