



KeyDenture Try-In™

Flasche 1 kg



Artikelnr.: 217790
Hersteller: Keystone Industries
Gewicht: 1.155 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 260 mm
Länge: 350 mm

€ 236,47

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg

KeyDenture Try-In™ ist optimal für das Drucken von Einproben/Try-in's und zur intra-oralen Überprüfung digital konstruierten Prothesenbasen und Zahnaufstellungen. Es ist als Klasse 1 Medizinprodukt für den vorübergehenden Einsatz im Mund CE-zertifiziert. *KeyDenture Try-In™* ist, wie alle KeyPrint® Resine, frei von Weichmachern, Plastifikatoren und Bisphenol A (BPA).