



Tri Auto ZX2+

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 217799
Hersteller: J.Morita Europe GmbH
Gewicht: 0.6 kg
Höhe: 150 mm
Breite: 200 mm
Länge: 400 mm

€ 2.250,36

Zzgl. MwSt.

Stück Endomotor inklusive Handstück, Prüfstecker, LS Öl, Netzstecker, Akku, Messkabel, Feilenklemme, 3 Schleimhautelektroden, 30 Schutzhüllen

Der *Tri Auto ZX 2+* definiert die maschinelle endodontische Aufbereitung nochmals neu und hebt den Bereich der reziproken Systeme auf die nächste Stufe: mit dem neuen OGP2-Modus und der optimierten OTR-Funktion. Der OGP2-Modus reduziert dabei die Gefahr eines Feilenbruchs beim Blockieren auf ein Minimum und ermöglicht Durchgängigkeit, Gleitpfad und Formgebung in einem Modus durchzuführen.

Ergebnis: Ein Plus an Sicherheit und eine Optimierung des Workflows. Nahezu keine Einschränkungen bei der Auswahl von rotierenden und reziprozierenden Feilen erhöhen zudem die Flexibilität. In Kombination mit dem hochpräzisen, integrierten Apex-Lokator von Morita bietet der *Tri Auto ZX 2+* ein unschlagbares Leistungspaket, das Generalisten und Spezialisten gleichermaßen begeistert.

Highlights des *Tri Auto ZX 2+* in der Übersicht:

- Weiterentwickelte reziproke Feilenbewegung für erhöhte Sicherheit und Funktionalität
- OGP2-Modus zur Vermeidung von Feilenbruch durch Spannungsaufbau beim Blockieren der Feile
- Durchgängigkeit, Gleitpfad und Formgebung in einem Modus (OPG2)
- OTR-Modus für effizientes Arbeiten in rotierender Bewegungsrichtung (CW und CCW)
- Geeignet für rotierende und reziprozierende Feilen
- Individuelle Einstellung und Speicherung von präferierten Geräteparametern
- Integrierter Apex-Lokator für exakte und zuverlässige Längenmessung
- Kabellos (kein Netzkabel erforderlich)