



Universal-Präparatespender Touchless RX 5 T

Stück Kunststoff für 500 ml



Artikelnr.: 217804
Hersteller: Dürr Dental SE
Gewicht: 1.38 kg

€ 158,49

Zzgl. MwSt.

Stück Spender Kunststoff für 500 ml

Batteriebetriebener Sensorspender inkl. 4 Alkaline C Batterien (4 LR 14) zur handberührungsfreien, hygienischen Applikation von Händepreparaten.

- Gehäuse aus robustem Kunststoff, weiß
- Kunststoffpumpe
- Dosierung 1,5 ml/Hub
- Anzahl der Hübe pro Aktivierung einstellbar (1 - 3x)
- Inklusive Auffangschale
- Standgerät oder Wandmontage
- Abmessungen (H x B x T): 29 x 9,2 x 22,5 cm