




Zirkon Kit ZKD4

Set 5 Diamanten, 2 Polierer



Artikelnr.: 217810
Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE
Gewicht: 0.04 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 50 mm
Länge: 100 mm

€ 47,04

Zzgl. MwSt.

Satz 5 Diamanten (AUG166C rot ISO 014, AUG290C rot ISO 014, AUG001C rot ISO 018, AUG198C rot ISO 018, AUG257C rot ISO 023), 2 Polierer (W9911, W9912)

Das erfolgreiche Kit für die "Feinjustierung" von Kronen und Brücken aus Zirkon, Lithium-Di-Silikat oder Glaskeramik in der Praxis. Die beliebtesten Löwen Diamantschleifer (Best in Class laut "Clinician Report"®, Okt 2012*) für die Bearbeitung harter Keramiken, ergänzt um die langlebigen, intuitiv zu benutzenden Lamello®-Diamantpolierer.