



## Silikat Long Life Filter

Stück



Artikelnr.: 217825  
Hersteller: Dentsply Sirona  
Gewicht: 7.3 kg  
Höhe: 268 mm  
Breite: 278 mm  
Länge: 277 mm

**€ 165,34**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Filter

Um die Werterhaltung unserer DAC Universal-Aufbereitergeräte noch weiter zu steigern, haben wir die neuen Silikatfilter für die NitraDem Direct Connect-Wasseraufbereitungsanlagen dahingehend modifiziert, dass sie zusätzlich zu der sehr guten Demineralisierung des Wassers auch noch Silikate herausfiltern, die Einfluss auf die Lebenszeit von Dampfgeneratoren u. ä. haben. Die Kapazität der NitraDem-Filter variiert je nach Härte / Weichheit des Leitungswassers. Je weicher das Leitungswasser ist, desto größer ist die Kapazität des NitraDem-Filters. Für Kliniken, die über ausreichend Platz im Aufbereitungsraum verfügen, ist der NitraDem Long-Life-Filter sogar noch kostengünstiger als der NitraDem Mini-Filter und hat die gleiche Größe wie der bisherige NitraDem-Filter.