



IntraOral Tips

Packung 20 Stück transparent



Artikelnr.: 217853
Hersteller: Ultradent Products GmbH
Gewicht: 0.02 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 72 mm
Länge: 72 mm

€ 16,77

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Tips transparent

Die intraorale Spitze ist ideal für die Verabreichung von PermaFlo™ GLEICHSTROM Dual-härtendes Komposit-Befestigungs-/Restaurationsharz.

- Ermöglicht eine präzise Platzierung
- Befestigung an Dual-Barrel-Mischspitzen
- Nur für den einmaligen Gebrauch