



FotoDent® tray2

Flasche 1 kg 385/405 nm, blau-transparent



Artikelnr.: 217870
Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Gewicht: 1.13 kg
Höhe: 258 mm
Breite: 117 mm
Länge: 127 mm

€ 140,60

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg Kunststoff 385/405 nm, blau-transparent

Optimierter, biokompatibler Kunststoff zur Fabrikation dentaler, individueller Abformlöffel. Hohe Reaktivität bei geringer Viskosität. Vereinfachte Reinigung und verbesserte mechanische Eigenschaften. Zweifach schnellere Druckzeiten, Schichtdicken von 300 µm möglich. Die fertigen Abformlöffel weisen eine homogene Oberfläche auf, was die manuelle Nacharbeit deutlich reduziert.

- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Einfache Reinigung
- Elastizitätsmodul > 2.100 MPa
- Biegefestigkeit > 90 MPa
- Viskosität 1,2 Pa s