



Raspatorium Prichard PR-3 ergonomisch St

Stück doppelendig (scharf/stumpf), geriefter/ergonomischer Griff



Artikelnr.: 217897
Hersteller: Young Microbrush
Gewicht: 0.033 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 60 mm
Länge: 215 mm

€ 60,67

Zzgl. MwSt.

Stück Raspatorium doppelendig (scharf/stumpf), geriefter/ergonomischer Griff

Das *Raspatorium nach Prichard* ist universell einsetzbar und besteht aus Raspatorium und Abhalter. Die Einsatzbereiche erstrecken sich von der Parodontalchirurgie über die Osteotomie bis hin zur Wurzelspitzenresektion. Das runde, scharfe Ende dient zum Abpräparieren der Papille bzw. des Lappens. Der Abhalter ist stumpf und wird zum Abhalten von Lappen in der Parodontalbehandlung verwendet sowie – dank der hochglanzpolierten Oberfläche – als Spiegelraspatorium. Die leicht zu reinigenden Riefungen im Griffdesign sorgen für sicheren Halt und maximale Kraftübertragung. Die matte Griffoberfläche reduziert störende Lichtreflexionen.