



Knochentransplantat-Meißel

Stück ergonomischer Griff, doppelendig (gebogen), Figur 1



Artikelnr.: 217905

Hersteller: Young Microbrush

Gewicht: 0.038 kg

Höhe: 15 mm

Breite: 60 mm

Länge: 215 mm

€ 58,99

Zzgl. MwSt.

Stück Knochentransplantat-Meißel ergonomischer Griff, doppelendig (gebogen), Figur 1

Knochentransplantat-Meißel zur Gewinnung von autologem Knochenmaterial. Die spezielle Biegung der Arbeitsenden sorgt für maximale Effizienz und ermöglicht gleichzeitig eine sehr gute Sichtkontrolle der Menge des gewonnenen Knochens. Die beiden Außenkanten sind abgerundet, um das Trauma zu minimieren, so werden tiefe Einkerbungen vermieden. Ergonomischer Griff für maximale Kontrolle und Kraftübertragung. Die matte Griffoberfläche reduziert störende Lichtreflexionen.