



SOLIDUR CoCr

Eimer 1 kg



Artikelnr.: 217910
Hersteller: Yeti Dentalprodukte GmbH
Gewicht: 1.037 kg
Höhe: 85 mm
Breite: 72 mm
Länge: 72 mm

€ 183,69

Zzgl. MwSt.

Eimer 1 kg Legierung

Modellgusslegierung federhart.

- Laserfähige Kobalt-Chrom Modellgusslegierung
- Zeitsparende angenehme Verarbeitung durch sehr dünne Oxydschicht
- Einzigartige Polier- und Glanzeigenschaften, hohe Passgenauigkeit
- Hervorragende Fließigenschaften der Schmelze - Wiedergabe feinsten Details
- Physikalische Eigenschaften erlauben die Gestaltung graziler Konstruktionen
- Hohe Biokompatibilität - Mundbeständigkeit