



Nadelhalter nach Lichtenberg-Ryder

Stück 17 cm



Artikelnr.: 217930

Hersteller: Young Microbrush

Gewicht: 0.058 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 100 mm

Länge: 228 mm

€ 210,39

Zzgl. MwSt.

Stück Nadelhalter 17 cm

Geeignet für 3/0-4/0-Nadelstärken. Mit leichtgängigem und präzisiertem Schließmechanismus. TC-Hartmetalleinsätze garantieren einen sicheren Grip und minimale Abnutzung. Keine scharfen Kanten, insbesondere am Scharnier und an den Hartmetalleinsätzen – kein versehentliches Abtrennen des Nahtmaterials möglich.