




Nadelhalter schwedisches Modell

Stück mikro



Artikelnr.: 217932

Hersteller: Young Microbrush

Gewicht: 0.058 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 100 mm

Länge: 228 mm

€ 143,70

Zzgl. MwSt.

Stück Nadelhalter Mikro

Mikronadelhalter, geeignet für die Nadelstärken 5/0–6/0. TC-Hartmetalleinsätze garantieren einen sicheren Grip und minimale Abnutzung. Keine scharfen Kanten, insbesondere am Scharnier und an den Hartmetalleinsätzen – kein versehentliches Abtrennen des Nahtmaterials möglich.