



Mikronadelhalter

Stück diamantiert, Rundgriff



Artikelnr.: 218028
Hersteller: Young Microbrush
Gewicht: 0.045 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 60 mm
Länge: 215 mm

€ 473,81

Zzgl. MwSt.

Stück Nadelhalter diamantiert, Rundgriff

Maximale mikrochirurgische Präzision: Geeignet für Nadelstärken von 5/0 bis 7/0. Rundgriffe mit besonders angenehmer Haptik für maximal präzise Führung und Komfort bei der mikrochirurgischen Naht. Besonders leichtgängige Arretierung. Die Diamantierung garantiert einen sicheren Grip und minimale Abnutzung. Keine scharfen Kanten, insbesondere am gedrehten Scharnier und an den Arbeitsenden – kein versehentliches Abtrennen des Nahtmaterials möglich. Die matte Oberfläche reduziert störende Lichtreflexionen.