



KENDA Maximus

Packung 12 Stück hellbeige ultra-fein, RA, Figur großer Kelch



Artikelnr.: 218043
Hersteller: Prodent Dentalbedarf GmbH
Gewicht: 0.022 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 30 mm
Länge: 60 mm

€ 49,21

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer hellbeige ultra-fein, RA, Figur großer Kelch

?Diese 1-Schritt-Poliertechnik erzielt mehr Oberflächenglanz in weniger Arbeitsschritten als bisherige Poliersysteme, die auf 2 oder 3 Arbeitsschritten basieren. Die Abtragsleistung mit dem Kenda Maximus Polierer wird durch Drehzahl und Druck gesteuert. Mit erhöhtem Druck und höherer Drehzahl glätten Sie die Komposite; mit verminderter Drehzahl und geringerem Druck erzielen Sie einen strahlenden Hochglanz. Das einstufige Polieren erzielt nicht nur ein perfektes Finish, sondern auch eine Zeitersparnis für Patient und Zahnarzt.