



VITA CERAMICS Polishing clinical

Packung 3 Vorpolierer creme, Brush, VI-DT-W14Dmf



Artikelnr.: 218110
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 36 mm
Länge: 55 mm

€ 43,11

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Vorpolierer creme, Brush, VI-DT-W14Dmf

Das Polierset wurde speziell zur Politur von allen Keramikarten entwickelt:

- Feldspatkeramik, wie z.B. VITABLOCS, VITA LUMEX AC, etc.
- Glaskeramik, wie z.B. VITA SUPRINITY PC, VITA AMBRIA, etc.
- Zirkondioxid, wie z.B. VITA YZ, etc.

Es sind zwei Sets verfügbar:

- VITA CERAMICS Polishing Set technical für das Handstück (extraoral)
- VITA CERAMICS Polishing Set clinical für das Winkelstück (intraoral)

Beide Sets beinhalten einen zweistufigen Politurprozess:

- Vorpolitur: dunkelgraue Polierer
- Hochglanzpolitur: cremefarbene Polierer
- Drehzahl: 7.000 – 10.000 RPM

Clinical

Vergrößerter Kelch: Erhöhung der Haltbarkeit bzw. des Nutzvolumens. Sämtliche Polierer sind als Refillpackung erhältlich.