



myQuickmat classico Kit

Classico Kit



Artikelnr.: 218151
Hersteller: Polydentia SA
Gewicht: 0.201 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 144 mm
Länge: 160 mm

€ 200,47

Zzgl. MwSt.

Classico Kit 50 Quickmat Teilmatrizen Prämolare, 50 Quickmat Teilmatrizen Molare, 20 Quickmat Teilmatrizen Extension, 20 LumiContrast Teilmatrizen Prämolare, 20 LumiContrast Molare, 20 LumiContrast Teilmatrizen Extension, 2 myRing Classico, 6 Paar Delta Tubes, 50 Holzkeile Pinky 11 mm XS, 50 Holzkeile 12 mm S, 40 Holzkeile 13 mm M, 40 Holzkeile 15 mm L

myQuickmat classico kit

Komplettes Teilmatrizensystem, das eine sanfte Zahntrennung gewährleistet und hervorragende Kontaktpunkte bei der Restauration von Klasse-II Kavitäten anlegt. Das Kit enthält den myRing Classico von Polydentia, ein klassischer Teilmatrizenring aus Nickel-Titan. Dank der Verstärkung erlaubt er, zusammen mit den im Kit enthaltenen Interdentalkeilen aus Ahornholz, eine optimale und sanfte Separation. Für die Restaurierung sehr großer Kavitäten enthält das Kit ferner die Silikonröhrchen Delta Tubes und den neuen Diamond24. Diese anatomisch geformten Silikonröhrchen gewährleisten eine optimale Matrizenanpassung an die Zahnanatomie. Das Kit enthält ferner eine Auswahl an LumiContrast Teilmatrizen. Diese einzigartigen dunklen Teilmatrizen sorgen für einen starken Kontrast zwischen Matrix und Zahn sowie für geringe Reflexionen, auch bei starken Lichtquellen wie Lupen oder Dentalmikroskopen.

Vorteile

- Optimale, sanfte Separationskraft für enge Kontakte
- Ring und Delta Tubes sind vollständig autoklavierbar
- Exzellente Matrizenanpassung und-retention
- Komplettes Sortiment an Matrizen und Keilen enthalten