



QuickmatFLEX Teilmatrizen

Packung 100 Stück Höhe 5 mm, Stärke 0,03 mm, Prämolare



Artikelnr.: 218168
Hersteller: Polydentia SA
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 28 mm
Länge: 70 mm

€ 49,47

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Teilmatrizen Höhe 5 mm, Stärke 0,03 mm, Prämolare

QuickmatFLEX sind ultradünne (0,03 mm) Teilmatrizen aus Titan mit ausgezeichnetem elastischem Gedächtnis. Sie sind einfach zu handhaben und bieten die richtige Balance aus Flexibilität und Steifigkeit, um die Positionierung und Anpassung in engen Interproximalräumen zu optimieren. Die Teilmatrizen widerstehen aufgrund ihrer reduzierten Dicke und der verbesserten Metalllegierung der Verformung, da sie eine hohe elastische Rückstellkraft haben, die es ihnen ermöglicht, in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Klasse-II-Behandlungen mit *QuickmatFLEX Teilmatrizen* und unseren Teilmatrizenringen liefern vorhersagbare Restaurationen mit korrekter Anatomie, engen Kontaktpunkten und glatten Kompositoberflächen, die nur minimale Nachbearbeitungsschritte erfordern.

Vorteile:

- Ultra-dünn 0,03mm. Erleichtertes Einsetzen in enge Interproximalräume, wodurch anatomisch korrekte Restaurationen und enge Kontaktpunkte erzielt werden können
- Verbesserte Elastizität. Einfache Handhabung und Anpassung
- Ausgezeichnete Rückstellkraft und elastisches Gedächtnis. Matrizen widerstehen Verformungen dank ihrer elastischen Rückfederung
- Zeitsparende Lösung. Wiederhergestellte Anatomien erfordern weniger Nachbearbeitungsschritte
- 3 Matrizengrößen - Prämolaren, Molaren und Molaren mit zervikaler Ausdehnung
- Molar Deep verfügt über eine optimierte zervikale Verlängerung für die Restauration tiefer Kavitäten