



FotoDent® insulant

Flasche 100 ml



Artikelnr.: 218207
Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Gewicht: 0.151 kg
Höhe: 98 mm
Breite: 50 mm
Länge: 53 mm

€ 34,29

Zzgl. MwSt.

Flasche 100 ml Isoliermittel

FotoDent® insulant

Biobasiertes Isoliermittel für 3D gedruckte Kunststoffmodelle bei der Verarbeitung von Autopolymerisaten. Optimale Isolierung zwischen Kunststoff-Dentalmodell und Kunststoffplatte für das Streuverfahren im KFO-Bereich. Auch geeignet bei der Herstellung von Prothesen, wie zum Beispiel aus Castdon.

Highlights

- Einfaches Lösen der ausgehärteten KFO-Platte vom Dentalmodell
- Optimale Isoliereigenschaften