



GBT FLOWCONTROL

Packung 4 Manschetten



Artikelnr.: 218236
Hersteller: E.M.S. Electro Medical
Gewicht: 0.013 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 51 mm
Länge: 55 mm

€ 24,97

Zzgl. MwSt.

Packung 4 Manschetten

DIE NEUE GBT HOCHGESCHWINDIGKEITSABSAUGUNG– DESIGNED IN SWITZERLAND – ZUR KONTROLLIERTEN ABSAUGUNG VON AEROSOLEN UND SPRITZERN

- Beste Absaugung zur Kontrolle von Aerosolen und Spritzern während der GBT Behandlung
- Weichteilschonend mit den Silikonsockelteilen für eine minimalinvasive GBT-Behandlung
- Aerosol-/Spritzerkontrolle war nie effizienter