



Save The Ocean Pappbecher

Karton 20 x 50 Stück Save the Ocean, 200 ml



Artikelnr.: 218247
Hersteller: Akzenta International SA
Gewicht: 0.204 kg
Höhe: 320 mm
Breite: 76 mm
Länge: 76 mm

€ 33,98

Zzgl. MwSt.

Karton 20 x 50 Becher Save the Ocean, 200 ml

Unsere *Save The Ocean Pappbecher* wurden in Hinblick auf ein bestimmtes Ziel entwickelt: einen Beitrag zur Verringerung von Plastik im Einwegbereich zu leisten. Unser freundliches Design wird nicht nur Ihre Praxis hervorstechen lassen, Sie senden damit auch ein starkes Signal: Sie kümmern sich aktiv um den Umweltschutz.