

D600 Ultraschallgerät

Set Ultraschallgerät inkl. Wassertank und LED Handstück



Artikelnr.: 218277
Hersteller: DTE Medical Instrument
Gewicht: 3.75 kg
Höhe: 150 mm
Breite: 350 mm
Länge: 360 mm

€ 499,00

Zzgl. MwSt.

Set Ultraschallgerät inkl. Wassertank und LED Handstück

Multifunktionelles Ultraschallgerät mit Behälter für Spüllösungen und ZEG-Handstück mit LED.

- Scaling-, Endo- und Perio-Funktionen
- Geeignet für Sub- und Supragingivale Anwendungen
- Wasserdichtes Smart-Touch-Bedienfeld
- 12 Leistungsstufen zur Feinabstimmung für Ihre Behandlung
- Automatisches Wasserversorgungssystem mit 600ml Wassertank
- Automatische Anpassung der Leistung bei Schmelzkontakt