

## Ai-Motor

Stück kabellos, bürstenlos

---



Artikelnr.: 218279  
Hersteller: DTE Medical Instrument  
Gewicht: 0.9 kg  
Höhe: 96 mm  
Breite: 190 mm  
Länge: 245 mm

**€ 920,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Endomotor kabellos, bürstenlos

Bürstenloser, reziproker und kabelloser Endomotor mit integriertem Apexlokator, entwickelt mit und von Dr. Yoshi Terauchi, einem international renommierten Endodontologen.

- Schwarz/Gold
- T-Mode Ledge Bypassing-Programm
- Geschwindigkeit – 100-2.500 U/min.
- 0,4 – 5,0 Ncm Drehmoment
- Integrierter Apex-Lokalisator-Modus, Apex-Lokalisator- Einzelmodus sowie ATR-Modus
- Kabelloser Motor, kabelloses Laden
- Extrem kleiner Kopf für optimale Sicht im Arbeitsfeld