

Ai-Pex

Stück mit Pulpentester



Artikelnr.: 218282
Hersteller: DTE Medical Instrument
Gewicht: 1.25 kg
Höhe: 90 mm
Breite: 175 mm
Länge: 175 mm

€ 349,00

Zzgl. MwSt.

Stück Apexlokator mit Pulpentester

Apexlokator Ai-Pex mit Pulpentester auf Basis der DSP-Multitransfer-Multifrequenz-Messtechnik

- Automatische Kalibrierung nach Einschalten des Gerätes
- Höchste Präzision bei Messung und Positionierung der Feilen, unabhängig von Blut oder Restpulpa
- 360° neig- und drehbares 3,8 Zoll LCD-Display
- Akustisches Warnsignal
- Bis zu 6 Stunden Betriebszeit