

DPEX-V

Stück inkl. Zubehör



Artikelnr.: 218283
Hersteller: DTE Medical Instrument
Gewicht: 0.9 kg
Höhe: 110 mm
Breite: 153 mm
Länge: 228 mm

€ 179,00

Zzgl. MwSt.

Stück Apexlokator inkl. Messdraht, 4 x Feilenclips, 5 x Lippenhaken, 2 x Messfeilen, 1 x Tester

Apexlokator *DPEX-V* mit akustischem Warnsignal.

- Multiinterferenzmessung
- Akustisches Signal für Tiefenbestimmung
- Faltbar mit einstellbarem Betrachtungswinkel
- Inklusive Messdraht, 4x Feilenclips, 5x Lippenhaken, 2x Messfeilen und einem Tester