

O-Star Polymerisationslampe

Stück inkl. Ladestation



Artikelnr.: 218288
Hersteller: DTE Medical Instrument
Gewicht: 0.82 kg
Höhe: 75 mm
Breite: 140 mm
Länge: 205 mm

€ 499,00

Zzgl. MwSt.

Stück Polymerisationslampe inkl. Ladestation, Magnetischer Linse, 100 x Einweghülsen und Lichtschuttschirm

Kraftvolle *O-Star Polymerisationslampe* mit elegantem Design.

- Ladestation mit Kontrollfunktion der Lichtleistung
- 360° drehbarer Kopf und magnetischer Linse
- 100 Einweghülsen und Lichtschuttschirm
- 7 Arbeitsmodi: Normal, High, Turbo, Ortho, Soft, Pulse und Check
- 10W LED mit bis zu 3.000 mW/cm²
- Wellenlänge 385-515nm
- Batteriekapazität: 2000mAh

- Farbe goldschwarz
- Ultraleichtes und stabiles Handstück: 108g