

LUX E Plus Polymerisationslampe

Stück inkl. Ladestation und Strahlenschutzschirm



Artikelnr.: 218290
Hersteller: DTE Medical Instrument
Gewicht: 0.75 kg
Höhe: 130 mm
Breite: 208 mm
Länge: 286 mm

€ 199,00

Zzgl. MwSt.

Stück Polymerisationslampe inkl. Ladestation und Strahlenschutzschirm

LUX E Plus Polymerisationslampe

- Inklusive Ladestation und Strahlenschutzschirm
- Bis zu 1.200 mw/cm² Leistung
- 3 Arbeitsmodi: Standard-, Puls- und Softstartmodus
- 420-480nm Wellenlänge
- 4 Zeiteinstellung mit 5, 10, 15 und 20 sec.
- Nettogewicht: 147g