



Intensiv Ortho-Strips Tray 400

Set 1 Tray, 1 Opener Strip, 5 Central Strips



Artikelnr.: 218326
Hersteller: Intensiv SA
Gewicht: 0.088 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 63 mm
Länge: 100 mm

€ 140,98

Zzgl. MwSt.

Set 1 Tray, 1 Opener Strip, 5 Central Strips (2 x Medium, 1 x Coarse, 1 x Fine, 1 x Polishing)

Set für approximale Schmelzreduktion.

Das *Intensiv Ortho-Strips Tray 400* Set ist für die ASR (Approximale Schmelzreduktion), in diesem Fall entsprechend einem Protokoll.

Es enthält auch die patentierten Intensiv Ortho-Strips System, Central. Dank der Diamantbeschichtung im zentralen Arbeitsbereich, bietet das Intensiv Ortho-Strips System, Central eine hohe Präzision bei der Reduktion sowie dem approximalen Finieren und Polieren des Zahnschmelzes unter Respektierung der ursprünglichen Morphologie und des Zahngewebes.

- Coarse (braun): 60 µm
- Medium (rot): 40 µm
- Fine (weiß): 25 µm
- Polishing (gelb): 15 µm
- Opener (orange): 8 µm
- Diamantierung: beidseitig

Indikation:

Reduktion, Finieren und Polieren des proximalen Schmelzes in der Kieferorthopädie

Vorteile:

- Die Intensiv Ortho-Stripes sind während der Behandlung gemäß Zuordnung ihrer Anwendung verfügbar
- Vereinfachtes Einführen durch den interdentalen Kontaktpunkt
- Vermeidung von zervikalen Stufenbildungen

- Dentinüberempfindlichkeiten werden nicht gefördert.