



Frässockel - System Splitex¹

Stück



Artikelnr.: 218434
Hersteller: Baumann Dental
Gewicht: 0.612 kg
Höhe: 101 mm
Breite: 112 mm
Länge: 143 mm

€ 300,89

Zzgl. MwSt.

Stück Frässockel

Lassen Sie sich durch die einzigartige Friktionsschraube begeistern! Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Friktion des um 90° schwenkbaren Kugelkopfes flexibel oder dauerhaft einstellen. So neigt sich nie wieder ungewollt der Teller, wenn Sie die Arretierung des Frässockels lösen. Auch das Fixieren von Wachsfertigteilen kann so deutlich erleichtert werden. Oder vielleicht bevorzugen Sie eine butterweiche verstellbare Neigung? Alles kein Problem durch die neue Friktionsschraube. Standfestigkeit wird dem Sockel durch seinen großen, magnetischen Fuß verliehen.

Die Features im Einzelnen:

- Teller um 90° schwenkbar
- Splitex¹ Magnetplatte
- Mit Friktionsschraube
- Magnetischer Fuß

Der Frässockel ist für alle Baumann Sockelplatten erhältlich.