

# i-LED II Polymerisationslampe

Stück Polymerisationslampe

---



Artikelnr.: 218463  
Hersteller: DTE Medical Instrument  
Gewicht: 0.85 kg  
Höhe: 75 mm  
Breite: 140 mm  
Länge: 205 mm

**€ 349,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Polymerisationslampe

Polymerisationslampe mit magnetischer Punkthärtelinse.

- Metallkopf und Kunststoffgehäuse mit angenehmer Haptik
- 100 Einweghülsen und Lichtschuttschirm
- Austritts-Linse mit 10 mm Durchmesser
- Farbe schwarz/silber

- 3 Modi: Turbo, High & Standard power
- bis zu 3.000 mw/cm<sup>2</sup>
- Zeiteinstellung mit 3, 5, 10, 15 und 20 sec.
- Wellenlänge: 385 nm – 515 nm