



Platinum V.EU

Packung 6 Stück 19 mm, Taper.12 ISO 017



Artikelnr.: 218577
Hersteller: Bondent GmbH
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 60 mm
Länge: 97 mm

€ 24,09

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Feilen 19 mm, Taper.12 ISO 017

Platinum V.EU wurde von europäischen KOLs entwickelt:

- Angepasster S-Querschnitt mit speziellem Seitenschnitt, um eine aktive Schmutzentfernung zu gewährleisten und den Einschraubeffekt stark zu reduzieren.
- Innovative Polier- und Nanobeschichtungstechnologie stärkt die zyklische Ermüdungsbeständigkeit der Feile und senkt das Risiko von Feilenbruch.
- Neue Wärmebehandlung zur Erhöhung der Flexibilität, ohne die Schneideffizienz zu beeinträchtigen.
- Erhältlich in den Längen 21 mm, 25 mm und 31 mm.
- Querschnittszertifizierung: Klasse IIa, CE, ISO