



Stainless Steel C Files

Packung 6 Stück 25 mm, ISO 006



Artikelnr.: 218618
Hersteller: Bondent GmbH
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 61 mm
Länge: 75 mm

€ 3,93

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Feilen 25 mm, ISO 006

UDG C-Feilen wurden speziell entwickelt, um einen manuellen Gleitpfad zu erstellen und die Durchgängigkeit während der rotierenden und reziprokativen Endodontie-Behandlung zu überprüfen. Es hat eine inaktive, stille Pilotspitze, die dazu beiträgt, das Instrument sicher durch den Kanal zu führen. Perfekter röntgendichter Siliziumstopfen und röntgensichtbare Kalibrierungsringe. Erhältlich in ISO 06, 08, 10, 12,5 und 15 sowie in den Längen 19 mm, 21 mm und 25 mm. Zertifizierung: Medizinische Klasse I, EG-Konformitätserklärung