



Endo Clean Box

Stück



Artikelnr.: 218629
Hersteller: Bondent GmbH
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 40 mm
Länge: 40 mm

€ 5,07

Zzgl. MwSt.

Stück Box

Die Endo-Cleanboxen gehören zu den autoklavierbaren Endo-Zubehörteilen und bestehen aus TPX-Kunststoff.
Zertifizierung: Medizinische Klasse I, EG-Konformitätserklärung.