



Care Oil Spray

Dose 300 ml



Artikelnr.: 218692

Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.275 kg

Höhe: 100 mm

Breite: 100 mm

Länge: 300 mm

€ 19,71

Zzgl. MwSt.

Care Oil Spray - Für die manuelle Pflege Ihrer wertvollen Instrumente.

Mit dem vollsynthetischen Pflege-Öl für Übertragungs- und Gelenkinstrumente läuft alles wie geschmiert: Denn eine korrekte Pflege spart Zeit, Geld und Ärger. Das hochwertige *Care Oil Spray* ermöglicht deshalb eine manuelle Intensiv-Pflege Ihrer wertvollen Instrumente und langanhaltenden Schutz durch exzellente Schmierung!

Überzeugen Sie sich selbst und profitieren Sie von vielen Vorteilen:

- Schutz und Werterhalt durch eine exzellente Schmierung der Instrumente von allen Herstellern: Vollsynthetisches Spezial-Öl höchster Reinheit für optimale Pflege- und Sterilisationsergebnisse.
- Sparsam im Verbrauch: Eine Dose reicht für bis zu 200 Pflegezyklen.
- Liebt Ihre Instrumente und die Umwelt: Nachhaltige Adapter für den dauerhaften Einsatz und FCKW-freies Treibmittel.
- Individuell konfigurierbar: Vielseitige Adapter für hoch- und niedertourige Winkelstücke, Turbinen, Luftmotoren, Spannzangen und Gelenkinstrumente.