

Fi-P Obturationsgerät

Stück kabellos



Artikelnr.: 218714
Hersteller: DTE Medical Instrument
Gewicht: 1.1 kg
Höhe: 85 mm
Breite: 225 mm
Länge: 253 mm

€ 299,00

Zzgl. MwSt.

Stück Obturationsgerät kabellos

Fi-P kabelloses Obturationsgerät.

- Hochpräzise Temperaturregelung
- Aufheizrate von 0,2 Sekunden
- Kompakt und federleicht: 80 g
- 4 Arbeitstemperaturen (150 °C, 180 °C, 200 °C, 230 °C)
- Vorgekrümmte Spitzen inklusive
- 2 Akkus mit je bis zu 4 Stunden Laufzeit