



# Phantomkopf PK-2 TSE OM

Stück Phantomkopf mit Torso



Artikelnr.: 218777  
Hersteller: FRASACO, Franz Sachs  
Gewicht: 6.45 kg  
Höhe: 250 mm  
Breite: 580 mm  
Länge: 770 mm

**€ 1.259,64**

Zzgl. MwSt.

## Stück Phantomkopf mit Torso

Meistgekaufter frasaco Phantomkopf für die Stuhlbefestigung mit hohem Wiederverkaufswert nach dem Studium! Der Kondyleneinsatz des PK-2 TSE OM erlaubt die Simulation der grundlegenden Side-Shift-Bewegungen wie sie z.B. bei der Eckzahnführung notwendig sind.

Dental-Übungsgerät bestehend aus:

- frasaco Phantomkopf PK-2
- Gesichtsmaske Größe M
- Anschlagbegrenzung für das Halsgelenk
- Schultertorso P-6 TSE zur Auflage auf einen Behandlungsstuhl mit integrierten Befestigungsgurten

frasaco *Phantomkopf PK-2 TSE OM* das Halsgelenk liegt anatomisch korrekt an der Schädelbasis und erlaubt in Kombination mit den vielfältigen Befestigungssystemen von frasaco das Arbeiten in realistischen Behandlungspositionen an Arbeitstischen, auf Behandlungseinheiten oder an Simulatoren. Das komplette Gesichtsmasken- und Wasserablaufsystem der Serie P-6 kann verwendet werden - dieses Zubehör ist optional - siehe weiter unten Der Artikulator-Einsatz des PK-2 hat Kiefergelenke mit patentierten Kondylarboxen aus Kunststoff für dreidimensional verlaufende gekrümmte Kondylarbahnen zur Simulation der anatomisch korrekten Kaubewegung Modellgebisse und Kiefergelenke liegen zueinander in anatomisch korrekter Beziehung. Alle Unterkieferbewegungsabläufe lassen sich exakt nachvollziehen Höhenverstellbarkeit zum Einsatz verschiedener Modellgebisse. Zur Montage der Gesichtsmaske und der Modelle wird das Vorderteil der Schädelkalotte einfach nach oben geklappt, wie in der Abbildung gezeigt.

HINWEIS: KAVO®-Zahnmodelle passen ohne Adapter in diesen Phantomkopf!

Lieferumfang: 1x frasaco Phantomkopf inkl. Schultertorso mit Befestigungsgurten und Gesichtsmaske M (ohne Modelle!) Lieferung ohne Modelle.