



Painless Steel® Einmal-Injektionskanülen

Packung 100 Stück grün, G30 0,3 x 10 mm



Artikelnr.: 21888

Hersteller: medmix Deutschland GmbH

Gewicht: 0.212 kg

Höhe: 78 mm

Breite: 84 mm

Länge: 135 mm

€ 8,19

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen grün, G30 0,3 x 10 mm

Die transcodent Painless Steel Dental Injektionskanülen, konzipiert mit einem Kunststoffsockel für den Gebrauch mit Zylinderampullen-Spritzen, definieren den Patientenkomfort neu. Ihre silikonisierte Kanüle und der 3-Kanten-Lanzettenschliff garantieren eine sanfte Injektion und minimieren die Schmerzen des Patienten. Die Sockelmarkierung erleichtert die korrekte Ausrichtung der Nadel, während das Sockel-Gewinde eine einfache und sichere Befestigung an der Zylinderampullen-Spritze ermöglicht. EthylenOxid EO sterilisiert für Sicherheit und Hygiene, sind diese Nadeln die ideale Wahl für Zahnmediziner, die ihren Patienten Präzision und maximalen Komfort bieten möchten.

- Kunststoffsockel, für die Verwendung mit ZylinderampullenSpritzen
- Silikonisierte Kanüle
- G 30 für die intraligamentäre Anästhesie
- Einfaches Aufschauben der Kanüle durch exakt geschnittenes Gewinde
- Steril (EO)