



SABAglyde®

Packung 24 Stück violett, 45 cm, DS-19, USP 3/0, Stärke 2, monofil, 3/8 – Kreis



Artikelnr.: 218941

Hersteller: SABANA Medizinbedarf GmbH

Gewicht: 0.19 kg

Höhe: 63 mm

Breite: 115 mm

Länge: 142 mm

€ 95,08

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Nadeln violett, 45 cm, DS-19, USP 3/0, Stärke 2, monofil, 3/8 – Kreis, schneidend

Resorbierbares Nahtmaterial POLIGLECAPRONE 25 – SABAglyde®

SABAglyde®-Nahtmaterial (Poliglecaprone-25) ist ein steriles synthetisches monofiles resorbierbares, chirurgisches Nahtmaterial, das aus einem Copolymer aus Glykolid und E-Caprolacton hergestellt wird.

Seine Resorption ist nach 90 Tagen im Wesentlichen abgeschlossen.

SABAglyde® ist in verschiedenen Fadenstärken und -längen mit fest armierten chirurgischen Nadeln unterschiedlicher Typen und Durchmesser oder ohne Nadel erhältlich.