



## TOPDENT Orange Wheel - Vorpolitur

Packung 10 Stück imprägniert, zur Vorpolitur, orange

---



Artikelnr.: 218991  
Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental  
Gewicht: 0.02 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 130 mm

**€ 35,84**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 10 Polierräder imprägniert, zur Vorpolitur, orange

Imprägnierte Polierräder für die Bearbeitung von harten Kunststoffoberflächen.

- Hochglanzpolitur ohne Schmelzeffekte
- 5.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>
- 22 x 3 mm
  
- Orange: Vorpolitur
- Pink: Hochglanzpolitur