



IQ WAXER NT LIGHT Spitzen

Stück Spitze PKT1 fein



Artikelnr.: 21920

Hersteller: Yeti Dentalprodukte GmbH

Gewicht: 0.006 kg

Höhe: 80 mm

Breite: 15 mm

Länge: 15 mm

€ 68,01

Zzgl. MwSt.

Stück Spitze PKT1 fein

Durch Einsatz von Mikroheizelementen, in Verbindung mit modernster Lasertechnologie, befindet sich die Heizung an der Spitze der Sonde. Somit ist auch der heißeste Punkt des Modellierinstruments an der Spitze.

- Erwärmung und Abkühlung der Modellierspitzen in Bruchteilen von Sekunden
- Kein Zurückfließen des Wachstropfens
- Diese neuartige Technologie ermöglicht uns außerdem die Herstellung nadelfeiner Sonden in bisher unbekannter Ausführung