



Endo Wise

Stück Akku-Endomotor



Artikelnr.: 219217
Hersteller: Bondent GmbH
Gewicht: 0.83 kg
Höhe: 130 mm
Breite: 150 mm
Länge: 250 mm

€ 541,05

Zzgl. MwSt.

Stück Akku-Endomotor

Merkmale des Akku-Endo-Motors

- Mehrfaches Hin- und Hergehen
- Großer OLED-Bildschirm, lange Arbeitszeit
- Präzise Drehmomentregelung