



Wisplex

Stück Apex-Locator



Artikelnr.: 219219
Hersteller: Bondent GmbH
Gewicht: 0.54 kg
Höhe: 130 mm
Breite: 150 mm
Länge: 250 mm

€ 306,21

Zzgl. MwSt.

Stück Apex-Locator

Apex-Locator

- Empfindlich
- Hochauflösender TFT-Bildschirm
- Die Multifrequenz-Messtechnik garantiert eine hohe Genauigkeit
- Mehrfarbige Regionen
- Segmentierte Darstellung der Datei im Wurzelkanal
- Arbeitslänge einstellbar
- Multifrequenz-Messtechnik
- Wird nicht durch das Blut oder die Pulpa im Wurzelkanal beeinflusst
- Wird nicht von Zahntypen beeinflusst