



Superdiaflex® 355 C

Stück doppelseitig, sehr flexibel, fein, FG, Figur 355, 0,17 mm, ISO 190



Artikelnr.: 219222
Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE
Gewicht: 0.016 kg
Höhe: 58 mm
Breite: 30 mm
Länge: 30 mm

€ 14,91

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe doppelseitig, sehr flexibel, fein, FG, Figur 355, 0,17 mm, ISO 190

- Doppelseitige Diamantscheibe mit Feinkorn, sehr flexibel, langlebig
- Für Stripping geeignet (mit Scheibenschutz)
- Material: Kunststoffe, Keramik