



thermosept® alka clean

Kanister 5 kg



Artikelnr.: 21925

Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Gewicht: 5.35 kg

Höhe: 220 mm

Breite: 145 mm

Länge: 255 mm

€ 33,18

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 kg

thermosept® alka clean ist ein alkalischer Flüssigreiniger mit Tensiden für die maschinelle Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten (semikritische und kritische Medizinprodukte).

Anwendungsgebiete

thermosept® alka clean ist geeignet für die Aufbereitung von chirurgischen und mikrochirurgischen Instrumenten, MIC- Instrumenten, starren Endoskopen, Anästhesiezubehör und Containern. *thermosept® alka clean* ist für den Einsatz in Taktbandanlagen und Einzelmaschinen geeignet.